

Pressemeldung

Neu: JuzoPro Patella Xtec Plus

Innovatives Therapiekonzept zur Beeinflussung des Patellagleitweges

Bei Juzo ist es eine Herzensangelegenheit, den Patienten durch individuelle Lösungen Lebensfreude zu geben. Deshalb sind die Mitarbeiter stets dabei, weiterzuentwickeln, zu verbessern und Neues zu schaffen – wie die Orthese JuzoPro Patella Xtec Plus.

Knieschmerzen können völlig verschiedene Ursachen haben und sollten daher auch individuell behandelt werden. Die Orthese im hochwertigen 3D-Funktionsgestrick macht eine therapiegerechte konservative Behandlung des Patellofemorales Schmerzsyndroms möglich. Sobald die Schwellung oder Entzündung abgeklungen ist, lässt sich die Orthese an den Therapieverlauf anpassen.

Die Eigenschaften auf einen Blick:

- Asymmetrische Führungselotte mit Stimulationsnoppierung
- Abbau der lateralen Muskelspannung und Aktivierung der medialen Muskulatur
- Zentrierungselotte mit Massageeffekt durch Friktionsnoppeln
- Massageeffekt auf der Schienbeinrauhigkeit und stimulierender Wirkung der Hoffa'schen Fettkörper
- Herausragender Feuchtigkeitstransport
- Dehn- und Komfortzonen für eine ideale Passform und optimierten Tragekomfort
- Ergonomische Komfortzone in der Kniekehle

In die Orthese ist eine asymmetrische Führungselotte um die Kniescheibe integriert. Die Patella erhält eine Unterstützung in der Führung und Korrektur durch eine Zweizug-Gurtung. Die Kniescheibe wird in die richtige Bahn gelenkt, in dem auf der Innenseite des Oberschenkels liegende Muskulatur durch eine spezielle Noppierung der Pelotte stimuliert wird.

So kann eine schmerzfreie Beweglichkeit gefördert werden! Zudem wird der Patellasehnenansatz durch eine zweite Pelotte entlastet und akute Schmerzen werden gelindert.

Die JuzoPro Patella Xtec Plus Orthese lässt sich an die Anforderungen der Therapiephasen anpassen – ganz individuell begleitet sie Sie durch die komplette Therapie. Das Kompressionsgestrick hilft in der Akutphase dabei, Schwellung entgegenzuwirken. In der zweiten Phase der Therapie kann die Orthese nach Absprache mit dem Arzt zurückgebaut werden. Die Zentrierungselotte kann dann ganz einfach entfernt werden und in das beiliegende Patellasehnenband formschlüssig und passgenau eingeklettet werden.

Das 3D Funktionsgestrick: Die Orthese ist aus einem besonders atmungsaktiven, temperaturregulierenden und hautfreundlichen Gestrick, das einen hohen Tragekomfort bietet. Zum einen ist die JuzoPro Patella Xtec Plus mit einer besonders dehnbaren Zone über dem Patellaring ausgestattet und zum anderen ist eine Komfortzone in der Kniekehle eingearbeitet, wodurch ein Einschneiden des Materials verhindert wird.

Sie wollen mehr zum [Patellofemoralem Schmerzsyndrom](#) und zur [JuzoPro Patella Xtec Plus](#) erfahren? Dann schauen Sie gerne auf unserer Homepage vorbei.

www.juzo.de/patella-xtec-plus

www.juzo.de/pfss

Bilder: Julius Zorn GmbH